# 灭菌物品装载原则

四川大学华西第二医院CSSD



# 高压灭菌装载原则

- 2 过氧化氢等离子装载原则
- 环氧乙烷装载原则



# 高压蒸汽灭菌

• 适用于耐湿、耐热的器械、器具和物品的灭菌





## 过氧化氢低温等离子灭菌

・适应于金属、非金属器械的灭菌处理、包括内镜、导线及光学设 备、电子电源设备、陶瓷、玻璃制品和不耐湿热器材的处理





## 环氧乙烷低温灭菌

· 适应于不耐热、不耐湿的诊疗物品。电子(光学)仪器、纸质、 棉质、化纤、塑料、木制、陶瓷、金属等





# 灭菌架和灭菌专用篮筐







## 灭菌包的种类

・敷料包、器械包、纸塑包、硬质容器、大灭菌包、小灭菌包








# 压力蒸汽灭菌--装载原则

・使用专用灭菌架和灭菌篮筐进行装载灭菌,包之间应留有空隙



• 宜将同类材质的器械、器具和物品,置于同一批次灭菌



**West China** 

Second University Hospital

· 材质不同时, 纺织类物品应放置于上层, 竖放, 金属器械放置于

下层



University Hospital

手术器械包、硬质容器应该平放,盆、盘、碗类应该斜放,包内容器开口朝向一致;玻璃瓶等底部无孔器皿应倒立或侧放,纸袋、

纸塑包应侧放



lest China econd University Hospital

・选择下排气压力蒸汽灭菌程序时,大包宜摆上层,小包宜摆下层



**West China** 

Second University Hospital

- ·下排气压力蒸汽灭菌器的装载量不应超过容积的80%
- 预真空和脉动真空压力蒸汽灭菌器的装载量不应超过柜室容积的


90%





## 位置要求

● .灭菌物品装放在灭菌架上,不能贴靠灭菌门和侧壁.包与包间隔不小于2.5cm,最上层距顶不小于7.5cm,双侧距柜壁不小于4.5cm.



#### 常出现问题

- ・装载量过多
- 器械装载过紧、空隙留存不够
- ・重叠摆放多层
- 塑封包装和无纺布平放, 甚至重叠摆放



#### 常出现问题

- ・同一科室、同一批次物品分成多个灭菌架或者不同锅次摆放
- 不考虑发放的先后顺序造成在发放的过程中翻包、找包



# 常出现问题





## 导致后果

- •湿包—灭菌物品不合格
- ・不利于发放



湿包:经灭菌和冷却后,肉眼可见包内或包外存在潮湿、水珠等现象的灭菌包



· 湿包:是指灭菌物品干燥度不符合标准规范。依据GB8599规定: 敷料包灭菌后重量增加不超过2%;器械包灭菌后的重量增加不 超过0.2%;未达到此标准或同时有肉眼可见的潮湿的物品为 "湿包"



#### ·表现:

外湿包:仅在包外有明显的水渍和水珠,手感潮湿,且重量增加。

内湿包:包内器械及容器内有水珠或包内敷料有明显水渍



### 湿包原因

- 供气不稳定,蒸汽压力不足
- ・灭菌包过大、包装过紧
- •摆放不当,导致蒸汽不能脱离包裹
- 金属物品置上层,冷凝水滴湿下层布类物品
- 灭菌物品紧贴锅壁,被冷凝水打湿



- 蒸汽排除管道未及时清除,纤维屑及沉积物导致堵塞不畅
- ・蒸汽水分含量过高
- 灭菌器的性能维护和保养不当



#### 解决方案-不合格物品

- · 严格遵守装载原则—正确的装载
- 做好装载安排,不要超载
- ・棉布隔开



#### 解决方案-方便发放

- · 在不违背装载原则的前提下、条件允许的情况下,尽量将同一科 室、同一批次的灭菌物品集中摆放,同一锅次灭菌
- 熟悉发放流程--后发摆在后、先发摆在前



# 高压灭菌装载原则

- 2 过氧化氢等离子装载原则
- 环氧乙烷装载原则



- ・同向性
- ・不超载
- ・不重叠
- ・不碰壁
- ・不挡灯
- ・不裸灭



#### 装载要求

#### - 过氧化氢等离子灭菌装载的原则与要求-

勿裸灭	待灭菌物品应包装后灭菌
勿乱放	装载时器械盒应平放,不叠加; 特卫强包装应同一方向有序排列,宜侧放,不层叠; 上下层搁架不同材质物品宜均匀放置;
勿超载	特殊类物品(软式内镜等)应遵循设备说明书数量要求
勿碰壁	装载物品时应预留与等离子电极网2.5cm的空间,物品不应碰触底舱及前舱门;
勿挡灯	装载物品时不要超出器械搁架范围,以免遮挡过氧化氢监测灯





#### 常出现的问题是什么?

- · 灭菌物品干燥度不够--阻碍过氧化氢与物品表面的接触
- 超载--降低过氧化氢浓度
- 重叠
- ・超向不一致
- 碰壁
- 阻挡检测灯





# 低,严重影响灭菌效果超载使过氧化氢浓度降

## 导致后果

- ・影响灭菌效果
- 阻断灭菌循环,导致灭菌失败



#### 袋卷装载推荐原则"不堆叠,同向摆放"

· 带STERRAD®化学指示条的Tyvek® 袋卷由两层薄膜构成,透明薄膜为聚乙烯/聚酯层材料,过氧化氢灭菌剂无法穿透;不透明膜是Tyvek,,灭菌剂由此穿透。因此Tyvek袋卷应不堆叠。

上下两层灭菌袋卷



#### 一袋卷装载推荐原则"不堆叠,同向摆放"

· 带STERRAD®化学指示条的Tyvek® 袋卷由两层薄膜构成,透明薄膜为聚乙烯/聚酯层材料,过氧化氢灭菌剂无法穿透;不透明膜是Tyvek,,灭菌剂由此穿透。因此Tyvek袋卷应同向摆放,或平放。

同一方向摆放



布、纸、油、粉、水、木类、海绵之物品不能用于灭菌!!!

#### 袋卷装载推荐原则"不堆叠,不超载"

· 带STERRAD®化学指示条的Tyvek® 袋卷由两层薄膜构成,透明薄膜为聚乙烯/聚酯层材料,过氧化氢灭菌剂无法穿透;不透明膜是Tyvek,,灭菌剂由此穿透。因此Tyvek袋卷应不堆叠。

镜子≦8个镜盒/锅



#### 器械盒装载推荐原则"不叠加、不碰壁"

- 为了保证最大穿透/扩 散,在任何灭菌器中 不堆放APTIMAX器械
  盒。器械盒宜平放。
- 器械盒不碰前舱门和 后舱壁,不碰触等离 子电极网。







# 高压灭菌装载原则

- 2 过氧化氢等离子装载原则
- 3 环氧乙烷装载原则



# 不能用于液体,油,粉剂和食品灭菌







#### 环氧乙烷灭菌物品的装载原则

- ▶ 物品松散放入篮筐,物品间留有空隙。
- ▶ 用不锈钢专用篮筐,不得堆积,不得高出篮筐
- 纸 塑包装材料,遵循纸面对塑面
- 重物放下层、轻物及精密物品放上层
- > 物品间保留间隙,确保舱内湿度分布均匀,利于 环氧乙烷穿透,以及残留环氧乙烷去除彻底





#### 环氧乙烷灭菌物品的装载原则

- > 物品需充分干燥
- ▶ 厂家建议:装载量≤80%
- > 尽量少用棉布
- 同一锅次中不能放置过多呼吸管道(管腔和布袋对水分吸收很快,预湿阶段影响湿度不能达到60-80%)
- ➤ 美国AAMI和国内二规一标暂无对EO装载的规定

# 造成后果

- ▶ 影响EO的穿透、严重影响灭菌效果
- 阻碍环氧乙烷与物体表面的接触
- > 化学指示卡变色不均匀

# 装载过紧,不利于EO穿透

2.5cm








# EO灭菌后,包内卡变色结果

远离导线, 指示卡变色 良好 1251 (III) A Stope turns green with processing Le bende devient verte après stérilisation

靠近导线, 指示卡变色 呈棕黄色

## EO灭菌后,包内卡变色结果



医院采用两层包装,内层无纺布, 外层纸塑包装袋,器械放在硅胶

无纺布外纸塑内,指示卡变色良好

无纺布内硅胶垫上, 指示卡变色呈棕红色

无纺布内硅胶垫下, 指示卡变色良好

#### 出现以上包内卡变色不好,原因是......

- ▶ 携带厚层的塑料/硅胶/橡胶材质的器械/器械盒/硅胶垫, 在灭菌过程中穿透以上材质时,消耗大量环氧乙烷;
- ▶ 导线盘绕过紧,在灭菌过程中穿透层层导线时,消耗大量环氧乙烷;

#### 如何改进EO灭菌装载方式?

- 装载不宜过满,尽可能将携带厚层塑料/橡胶/硅胶材质的器械置于监管的上层/外侧,且竖放,有利于环氧乙烷穿透;
- > 导线盘绕不易过紧,最好单独包装进行灭菌;
- > 尽量把包内卡带染料条的一面,远离导线;
- 寻找其他器械垫替代硅胶垫,尽可能选择多孔垫,利于环氧乙烷 穿透;
- > 将较难灭菌的物品集中起来,增加锅次进行灭菌。




将带厚层塑料/硅胶/橡胶材质的灭菌物品,置于篮框上层外侧,竖放

放置在所有位置 的指示卡变色良 好



- 塑料材质的器械盒,单层放置,器械盒上不堆放其他灭菌物品
- > 盒内尽量不放硅胶垫



▶塑料材质的器械盒,置于其他灭菌物品之上,最多可堆叠两层





>纸塑袋摆放时,应该纸面朝上放置



▶装载量≤80%





